

Lifted Dog Perforated Walpix

Ringkasan 5w + 1h

- what/apa: Custom Order
- where/dimana: Timboel Tanli
- when/kapan: 14 Februari 2025
- who/siapa: Walpix
- why/mengapa: Kolaborasi antara Walpix & Timboel
- how/bagaimana: Penambahan Perforated ke Model patung buatan Timboel

Checklist

- Ambil Lifted Dog Walpix di Tanli
- Ambil Walking Dog dari stock Tanli
- Memprocess plat perforated pada celah yg tersedia "Lifted Dog"
- Menambahkan plat perforated "Walking Dog"
- Menutup lubang pada ke empat kaki bawah dengan Alumunium
- QC
- Konfirmasi ke Buyer
- Kirim ke alamat buyer (Jumat, 20 Februari 2026)

Catatan Keputusan

- Kamis, 19 Februari sudah dilunasi
- Minggu 25/01/2026, Walpix menitipkan patung Lifted Dog untuk diprocess perforated oleh Timboel
- Minggu 25/01/2026, Semua celah ditutup plat perforated(Termasuk muka diminta sesuai cetakan Model Full Logam)
- Minggu 25/01/2026, Meminta menutup lubang pada kaki bawah

Jadwal (opsional)

- Order Memo, 26/01/2026
- Format: nama kegiatan, YYYY-MM-DD

Lampiran (opsional)

- [Link Memo 1](#)
- [Link Memo 2](#)
- Penambahan Perforated:



Revisi #7

Dibuat 26 Januari 2026 03:05:47 oleh Arie

Diperbaharui 8 Mei 2026 01:45:34 oleh nyana pintaka